

立 人 醫 事 檢 驗 所 Lezen Reference Lab

公告序號: 2025-016 公告編碼: 20250414-01 受文者: 貴單位主管鈞鑒 日期: 2025 年 04 月 14 日

公告事項:

- 一、孕婦乙型鏈球菌篩檢 GBS、嗜氧培養(Cervix、Throat、Urine)培養變更生物參考區間。
- 二、EB VCA IgM 恢復高雄立人操作及修改參考區間。
- 三、TB-PCR 結核菌-PCR 定量變更生物參考區間。

說明:

一、 孕婦乙型鏈球菌篩檢 GBS、嗜氧培養(Cervix、Throat、Urine)培養變更生物參考區間

<u> </u>		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
檢驗項目	變更前	變更後
GBS Culture	No growth	Negative
Cervix Culture	No growth	No growth
		Normal mixed flora
Throat Culture	No growth	No growth
		Normal mixed flora
Urine Culture	No growth	No growth
	8	Normal mixed flora
		Colony count<1000 CFU/mL or <100
		CFU/mL
Culture	No growth	No growth
	1,0 810 ,, 411	Normal mixed flora

- 二、EB VCA IgM 恢復高雄立人操作及修改參考區間,依據立人醫事檢驗所(高雄)公告辦理。
 - 1. 因試劑廠商恢復供貨,於2025年4月28日起將恢復高雄立人操作。
 - 2. 受影響報告自 2025 年 04 月 28 日起,送達至立人醫事檢驗所(台北)之檢體。
 - 3. 參考值說明如下表所示:

	原方法	新方法	
健保代碼	1404	14046B	
儀器	Euroimmun	DPC I2000	
原理	ELISA	CLIA	
檢體需求	血之	血清	
檢體保存	冷剪	冷藏	
單位	Ratio	S/CO	
	Negative < 0.8	Neg:<0.9	
參考區間	Borderline : $\geq 0.8 - < 1.1$	Equivocal:0.90-1.09	
	Positive : ≥ 1.1	Pos: ≧1.1	
	星期三、六上午操作,隔日		
報告時效	發報告,如須複驗則順延	3 天	
	至下一批次發報告		

三、TB-PCR 結核菌-PCR 定量變更生物參考區間。

變更前	變更後
陰性(MTB<11.8 CFU/ml)	MTB NOT DETECTED

特此告知造成不便敬請見諒!

備註:採檢手冊 2025年版_第64、354、408、409、416、417、424頁網址 https://www.lez.com.tw/

承辦人員:行政委外 徐瑋婷 分機 1522

技術主管 張婉亘 分機 1102 品質主管 余佩玲 分機 1402

立人醫事檢驗所 JY01010089

立人醫事檢驗所敬上