

7 合一性病檢查採檢說明

項目	採檢需知	採檢管圖示
1.HPVDNA Genotyping	使用 HPV 專用管，存放於 4-10℃：10 天 1.採檢前 24 小時不可沖洗陰道，不可內診，不可用陰道塞劑，不可性交。 2.避免盆浴。 3.月經期間及產後 3~4 個月內，不宜採檢，最好在月經來 10 天後採樣。	HPV 專用管 
2.HSV 1 DNA	使用 HSV 專用管 (MSwab)，存放於 4-10℃：14 天 1.以 MSwab 採集肛門生殖器病灶檢體。 2.發病（出現皮疹症狀）後 3-7 天內採集。 3.採檢前不可塗抹 Vagisil Crème 軟膏。 4.檢體避免帶有血色或褐色易產生偽陰性結果。	HSV 專用管 
3.HSV 2 DNA		
4.Chlamydia DNA- 子宮頸內膜細胞、陰道、肛門直腸、口咽	尿液： 1.取前段尿液(前 10-50c.c.)，收集前二小時禁止小便 2.存放於 2-30℃：1 天 3.受檢者未滿 14 歲不可執行本試驗。 Cobas PCR Media Dual Swab 專用管： 使用專用管存放於 2-30℃可保存 90 天， 1.勿使用含 Carbomers 的產品，包括陰道潤滑劑、乳膏、凝膠等可能影響實驗結果，須避免 2.檢體避免帶有血色或褐色易產生偽陰性結果。 3.受檢者未滿 14 歲不可執行本試驗。	Cobas PCR Media Dual Swab 
5.Gonorrhoea DNA-子宮頸內膜細胞、陰道、肛門直腸、口咽		
6.Trichomonas DNA- 子宮頸內膜細胞、陰道、尿道口		
7.Mycoplasma genitalium DNA-子宮頸內膜細胞、陰道、尿道口		
8.RPR(STS) test	血清冷藏 <15℃ 離心後血清 2-8℃可放 5 天 避免使用溶血及脂血的檢體	生化管 

特此告知 造成不便 敬請見諒！

承辦人員：技 術 長 徐仁杰 分機 1401
 品質主管 余佩玲 分機 1402
 技術主管 賴孟君 分機 1404
 業務主任 陳德卿 分機 1301

立人醫事檢驗所
JY01010089

立人醫事檢驗所 敬上