

公告序號：2023-047  
公告編碼：20231102-01  
受文者：貴單位主管鈞鑒  
日期：2023年11月02日  
公告事項：

1. 新增血液及體液葡萄糖-餐後 Glucose-Post Cibum 專用健保碼 09140C
2. 檢驗項目：Anti-Helicobacter pylori、Herpes simplex virus type 1 IgM Ab、Herpes simplex virus type II IgM Ab 與 Mycoplasma pneumoniae IgM 更換試劑廠牌。
3. 檢驗項目：Chlamydia trachomatis IgM 更改操作時間。

說明：

1. 自 2023 年 11 月 01 日起，新增 Glucose-Post Cibum 專用健保碼 09140C，原健保碼 09005C 只限用於空腹 Glucose-Ante Cibum 使用。
2. 自 2023 年 11 月 10 日起，檢驗項目 Anti-Helicobacter pylori、Herpes simplex virus type 1 IgM Ab、Herpes simplex virus type II IgM Ab 與 Mycoplasma pneumoniae IgM 更換廠牌，變更後內容詳細資訊如下：

	原方法	新方法
項目	Anti-Helicobacter pylori	<b>Anti-Helicobacter pylori</b>
機台	TECAN ELISA READER	<b>Liaison XL</b>
原理	ELISA	<b>CLIA</b>
檢體需求	血清/血漿	<b>血清</b>
檢體需求量	0.5mL	<b>0.5mL</b>
檢體保存	2-8°C 可放 14 天	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 2-8°C，可保存 3 天，超過 3 天放 -20°C</li> <li>2. 避免使用溶血、脂血、黃疸或含不明顆粒之檢體。</li> </ol>
分析範圍	0~200 RU/mL	<b>0.01 - 9.4 index</b>
參考區間	<16(-) RU/mL ≥ 16 to <22 (+/-) RU/mL ≥ 22(+) RU/mL	<b>&lt;0.80 (-) index</b> <b>≥ 0.80 to &lt;0.90 (equivocal) index</b> <b>≥ 0.90 (+) index</b>
發報告日	每天	<b>每天</b>

	原方法	新方法
項目	Herpes simplex virus type 1 IgM Ab	HSV-1/2 IgM
機台	TECAN ELISA READER	Liaison XL
原理	ELISA	CLIA
檢體需求	血清/血漿	血清/血漿 (EDTA/Heparin/Citrate)
檢體需求量	0.5mL	0.5mL
檢體保存	2-8°C 可放 5 天	1. 2-8°C, 可保存 7 天, 超過 7 天放 -20°C 2. 避免使用溶血、脂血、黃疸或含不明顆粒之檢體。
分析範圍	無	0.5 - 3.5 index
參考區間	NTU <9.0(-) NTU 9.0 to 11.0 (+/-) NTU >11.0(+)	<0.9 (-) index ≥ 0.9 to <1.1 (equivocal) index ≥ 1.1 (+) index
發報告日	每天	每天

	原方法	新方法
項目	Herpes simplex virus type II IgM Ab	HSV-1/2 IgM
機台	TECAN ELISA READER	Liaison XL
原理	ELISA	CLIA
檢體需求	血清/血漿	血清/血漿 (EDTA/Heparin/Citrate)
檢體需求量	0.5mL	0.5mL
檢體保存	2-8°C 可放 5 天	1. 2-8°C, 可保存 7 天, 超過 7 天放 -20°C 2. 避免使用溶血、脂血、黃疸或含不明顆粒之檢體。
分析範圍	無	0.5 - 3.5 index
參考區間	NTU <9.0(-) NTU 9.0 to 11.0 (+/-) NTU >11.0(+)	<0.9 (-) index ≥ 0.9 to <1.1 (equivocal) index ≥ 1.1 (+) index
發報告日	每天	每天

\*備註：新方法之 Herpes simplex virus type 1 IgM Ab 和 Herpes simplex virus type 2 IgM Ab 合併檢測，沒有分型。

	原方法	新方法
項目	Mycoplasma pneumoniae IgM	<b>Mycoplasma pneumoniae IgM</b>
機台	TECAN ELISA READER	<b>Liaison XL</b>
原理	ELISA	<b>CLIA</b>
檢體需求	血清	<b>血清/血漿 (EDTA/Heparin/Citrate)</b>
檢體需求量	0.5mL	<b>0.5mL</b>
檢體保存	2-8°C可放5天	<b>1. 2-8°C，可保存8天，超過8天放-20°C 2. 避免使用溶血、脂血、黃疸或含不明顆粒之檢體。</b>
分析範圍	無	<b>0.1 - 27 index</b>
參考區間	<770(-) U/mL 770 to 950 (+/-) U/mL >950 (+) U/mL	<b>&lt;10(-) index ≥10(+) index</b>
發報告日	每周二、四、六發報告	<b>每天</b>

3. 自 2023 年 11 月 10 日起，檢驗項目 Chlamydia trachomatis IgM 更改操作時間，說明如下：

原操作時間	新操作時間
每天操作；當天發報告	<b>每天早上做，當天發報告 (收件隔天早上操作，當日發報告)</b>

\*備註：IgM 如為陽性或不確定時，會在下次操作日再確認。

備註：QP-1802 採檢手冊 2021 年\_第 79、130、218、283 頁  
(查詢：<http://www.lez.com.tw/>)

4. 受影響之報告與檢體：自 2023 年 11 月 10 日起操作之檢體。

特此告知 造成不便 敬請見諒！

承辦人員：技術長 徐仁杰 分機 1401  
技術主管 賴孟君 分機 1404  
品質主管 余佩玲 分機 1402

立人醫事檢驗所 敬上

立人醫事檢驗所  
JY01010089