

公告事項：新增檢驗項目
Trichomonas DNA
陰道滴蟲 DNA 檢查

介紹

滴蟲是一種微小且具鞭毛的原蟲(又稱鞭毛滴蟲)，主要寄生於女性陰道、男性前列腺及泌尿道，傳染途徑大部份是經由性行為，但是有時也可經由溫暖潮濕的環境(如：三溫暖、游泳池)間接受到傳染。治療上則必須請患者與其性伴侶一同接受治療，因為陰道鞭毛滴蟲會躲在另一性伴侶的生殖道中，在性行為時再傳回給對方，使療效上大打折扣。

檢驗方法

方法：即時聚合酶連鎖反應
試藥廠牌：Roche Cobas 5800

生物參考區間

Negative

臨床意義

感染滴蟲後，男性和女性依據感染部位各有不同症狀。女性感染會導致滴蟲陰道炎、尿道炎，有時也會侵犯子宮頸，造成子宮頸表皮出現一些紅點。此外，陰道滴蟲也能吞噬精子、阻礙乳酸生成，讓精子不易於陰道存活，進而導致不孕情況；男性感染多數為無症狀帶蟲者，僅感染初期有輕微症狀。

承辦人員

技術主管：賴孟君 分機 1404
品質主管：余佩玲 分機 1402
技術長：徐仁杰 分機 1401
業務主管：陳德卿 分機 1301

立人醫事檢驗所
JY01010089

-謹此敬告通知-

採檢須知：

- 請標示採檢部位。
- 避免採檢到黏液、血液。
- 採檢前 24 小時不可沖洗陰道，不可使用陰道塞劑及潤滑液，含 carbomer 產品。

檢體種類及檢體量：

- Cobas PCR Media Dual Swab: 拭子可採檢子宮頸內膜細胞、陰道或尿道口。
- 尿液: 8 mL。

檢體保存：

- Cobas PCR Media Dual Swab: 室溫(2-30°C)保存 90 天。
- 尿液: 冷藏(<15°C)保存 3 天。

檢體運送：

- Cobas PCR Media Dual Swab: 室溫運送。
- 尿液: 冷藏運送。

報告時效：

3 天。

自費價：

定價：800 元

健保碼：12182C