

立 人 醫 事 檢 驗 所 Lezen Reference Lab

公告序號:2024-032

公告編碼: 20240713-03 受文者: 貴單位主管鈞鑒 日期: 2024 年 7 月 15 日

公告事項:一、檢驗項目 Chlamydia DNA PCR、Gonorrhoea DNA 更換儀器試劑。

二、新增 Cobas PCR Media Dual Swab 專用採檢管,歡迎來電索取。

說明:

一、自2024年8月1日起,檢驗項目 Chlamydia DNA PCR、Gonorrhoea DNA 更換儀器 試劑,變更後詳細資訊如下:

以	4 只 000.7- 1	
	原方法	新方法
健保碼	12182C	
項目	Chlamydia DNA PCR	
機台	ROCHE COBAS 4800	ROCHE COBAS 5800
原理	Real-time PCR	
檢體需求		1.子宮頸、陰道、肛門直
	尿液	腸、口咽
		2.尿液
檢體需求量	尿液:8 mL	
	子宮頸、陰道、肛門直腸、口咽:Cobas PCR Media Dual	
	Swab	
檢體保存	尿液:2-30℃ 可保存 3 天	
	Cobas PCR Media Dual Swab: 2-30℃ 可保存 1 年	
分析範圍	Positive · Negative · Invalid	
參考區間	Negative	
發報告日	3 天	

	原方法	新方法
健保碼	12182C	
項目	Gonorrhoea DNA	
機台	ROCHE COBAS 4800	ROCHE COBAS 5800
原理	Real-time PCR	
檢體需求		1.子宮頸、陰道、肛門直
	尿液	腸、口咽
		2.尿液
檢體需求量	尿液:8 mL	
	子宮頸、陰道、肛門直腸、口咽:Cobas PCR Media Dual	
	Swab	
檢體保存	尿液:2-30°C 可保存 3 天	
	Cobas PCR Media Dual Swab:2-30°C 可保存 1 年	
分析範圍	Positive · Negative · Invalid	
參考區間	Negative	
發報告日	3 天	

受影響之報告與檢體:自 2024 年8月1日起操作之檢體。

備註: QP-1802 採檢手冊 2021 年_第 124、203 頁

(查詢: http://www.lez.com.tw/)

特此告知造成不便敬請見諒!

承辦人員:技術長 徐仁杰 分機 1401

品質主管 余佩玲 分機 1402

技術主管 賴孟君 分機 1404

業務主任 陳德卿 分機 1301

立人醫事檢驗所 敬上

立人醫事檢驗所 JY01010089