

立 人 醫 事 檢 驗 所 Lezen Reference Lab

公告序號 : 2024-043

公告編碼 : 20240815-01

受 文 者 : 貴 單位主管鈞鑒 日 期 : 2024 年 08 月 15 日

公告事項 : 自 2024 年 09 月 01 日起, HLA-B27 變更檢測方法。

說 明:

	變更前	變更後
英文名稱	HLA-B27	HLA-B27 (Real-Time PCR)
中文名稱	人類白血球抗原 B27	
健保編號	12086C	
健保點數	1351	
定價	\$3000	\$2000
檢體採集	以 EDTA 管採集全血,全血送檢,不能分離。溶血檢體不適用。	1.以 EDTA 或 Sodium citrate 管採集全 血,全血送檢,2-8℃保存3天。 2. 避免使用溶血檢體
檢體種類	全血 Whole Blood (EDTA) 3 mL	全血 Whole Blood (EDTA、Sodium
		citrate) 3 mL
臨床意義	HLA-B27 基因以評估僵直性脊椎炎(ankylosing spondylitis)關係密切,據統計約95% 僵直性脊椎炎病患的 HLA-B27 基因呈現陽性。根據 Assessment of SpondyloArthritis International Society (ASAS) 指引,HLA-B27 檢驗並不特別區分抗原檢測及分子檢測,因為兩者的結果總是一致的,只有極少部分的不一致是由於其他 HLA-B 抗原(HLA-B7 或 HLA-B40)造成的交叉反應(cross-reaction)所引起,而 Flow cytometry 無法明確判定的結果,因此需以 HLA-B27 基因檢測作為第二階段的確認方法。	
分析方法	Flow cytometry; BD FACSCanto II	Real-Time PCR; Roche Z480
報告說明	Negative	Negative
報告時效	5 天	3 天
注意事項		

因調整方法學,報價由 2024.09.01 起開始調整,業務部另行報價

特此告知 造成不便 敬請見諒!

備註: QP-1802 採檢手冊 2021 年_第 225 頁 (查詢: http://www.lez.com.tw/)

承辦人員:

分生組長 賴孟君 分機 1404 業務主任 陳德卿 分機 1301 技術主管 張婉亘 分機 1102 技術 長 徐仁杰 分機 1401 品質主管 余佩玲 分機 1402 立人醫事檢驗所 JY01010089