

立 人 醫 事 檢 驗 所 Lezen Reference Lab

公告序號: 2024-046 公告編碼: 20240913-01 受文者: 貴單位主管鈞鑒 日期: 2024 年 9 月 13 日

公告事項:1. Anti-Thrombin III; AT-III 第三抗凝血酵素測定變更報告時效

2. Cholesterol Electrophoresis; Cholesterol-EP; HDL-EP 項目停做

3. Lipoprotein Electrophoresis; Lipo-EP 更換儀器廠牌與報告方式

說明:

一、即日起,Anti-Thrombin III; AT-III 第三抗凝血酵素測定變更報告時效,說明如下:

項目	原報告時效	新報告時效
Anti-Thrombin III ; AT-III	16 天; 每月 15 日, 30 或 31 日 做,當天發報告	8天;每週五操作,當天發報告

受影響之報告與檢體:自即日起操作之檢體。

二、自 2024 年 9 月 18 日起,Cholesterol Electrophoresis; HDL-EP 項目停做,替代項目 為 Lipoprotein Electrophoresis; Lipo-EP。

三、Lipoprotein Electrophoresis; Lipo-EP 更換儀器廠牌與報告方式,說明如下:

	原廠牌	新廠牌
方法	Electrophoresis 電泳法	Electrophoresis 電泳法
廢牌	HELENA Laboratories	SEBIA
型號	Epalyzer 2	Hydrasys 2 Scan Focusing
檢體要求	血清	血清
檢體需求量	0.5 mL	0.5 mL
病人準備	需空腹 8-10 小時	建議至少空腹 12 小時
檢體保存條件	冷藏<15℃	冷藏 2-8℃ 3 天
報告欄位	ALPHA PRE-BETA BETA CHYLOMICRON Total Lipid (停用)	Alpha lipoproteins (HDL) Pre-beta lipoproteins (VLDL) Beta lipoproteins (LDL) Chylomicrons Lp(a) (新增,電泳圖出現 band 才會有此欄位,報告發%)
参考區間	ALPHA (80-310 mg%) PRE-BETA (50-180 mg%) BETA (160-400 mg%) CHYLOMICRON (0-50 mg%) Total Lipid (400-800 mg%)	Alpha lipoproteins (HDL) (22.3-53.3%) Pre-beta lipoproteins (VLDL) (4.4-23.1%) Beta lipoproteins (LDL) (38.6-69.4%)

	0 工,台浬一見上揚佐,岸口	
操作時間/發報告日	8天;每週二早上操作,當日	每天操作;2天發報告
3K 17 33 137 33 4K & A	發報告	ASSESSED TO A SECOND ASSESSED
	1. 衛教單與報告一併提供。	1. 衛教單與報告分開提供 (歡迎自由索取)。
		2. 報告一併提供電泳圖附件。
		3. 原 Cholesterol Electrophoresis 中的 HDL-C (高
		密度膽固醇)、VLDL(極低密度膽固醇)、
		LDL-C (低密度膽固醇)分別為 HDL、VLDL、
		LDL 蛋白內含有的 Cholesterol (膽固醇)量,與
注意事項		新儀器報告欄位中的 Alpha lipoproteins
		(HDL) · Pre-beta lipoproteins (VLDL) · Beta
		lipoproteins (LDL)不同。
		4. 新儀器報告欄位中的 Alpha lipoproteins
		(HDL) · Pre-beta lipoproteins (VLDL) · Beta
		lipoproteins (LDL)為原 Lipoprotein
		electrophoresis 中的 ALPHA、PRE-BETA、
		BETA,並新增一項 Lp(a)。

受影響之報告與檢體:自 2024年09月18日起操作之檢體。

備註: QP-1802 採檢手冊 2021 年版第 94、430、435 頁(查詢: http://www.lez.com.tw/)

特此告知造成不便敬請見諒!

承辦人員:

品質主管 余佩玲 分機 1402 技術主管 賴孟君 分機 1404 立人醫事檢驗所 JY01010089

立人醫事檢驗所 敬上