

公告序號：2025-047

公告編碼：20250919-02

受 文 者：貴單位主管鈞鑒

日 期：2025 年 09 月 19 日

公告事項：自 2025 年 09 月 20 日起，檢驗項目 Anti-smoothmuscleAb (抗平滑肌抗體)、Anti-Mitochondrial Ab(抗粒腺體抗體)、Anti-parietal cell Ab；APCA (抗壁細胞抗體)、Basement Membrane Zone Ab (基底膜帶抗體)、Anti-Intercellular Substance Antibodies (細胞間質抗體)。更換試劑廠牌。

說 明：

1.檢驗項目 Anti-smoothmuscleAb (抗平滑肌抗體)、Anti-Mitochondrial Ab(抗粒腺體抗體) 更換試劑廠牌，說明如下

項目	原廠牌	新廠牌
廠牌	IMMCO Diagnostics	Euroimmun
原理	IFA	IFA
檢體需求	血清	血清、 血漿(EDTA、Heparin 或 Sodium Citrate)
檢體需求量	0.5mL	0.5mL
檢體保存	離心後血清 2-8℃ 不超過一 星期	離心後血清 2-8℃ 不超過一 星期
參考區間	<1:10X(-)	1:40X(-)
發報告日	每周四發報告	每周四發報告；截止收件為 每週三，如需 Recheck 則延 至下周四發報告。

備註：採檢手冊 2025 年_第 88、90 頁(查詢：<http://www.lez.com.tw/>)

2.檢驗項目 Anti-parietal cell Ab； APCA (抗壁細胞抗體)更換試劑廠牌，說明如下

項目	原廠牌	新廠牌
廠牌	IMMCO Diagnostics	Euroimmun
原理	IFA	IFA
檢體需求	血清	血清、 血漿(EDTA、Heparin 或 Sodium Citrate)
檢體需求量	0.5mL	0.5mL

檢體保存	離心後血清 2-8°C 不超過一星期	離心後 2-8°C 可保存 7 天， -15~-25°C 可保存 28 天
參考區間	<1:10X(-)	1:10X(-)
發報告日	每周四發報告	每周四發報告；截止收件為每週三，如需 Recheck 則延至下周四發報告。

備註：採檢手冊 2025 年_第 92 頁 (查詢：<http://www.lez.com.tw/>)

3.檢驗項目 Basement Membrane Zone Ab；(基底膜帶抗體)、Anti-Intercellular Substance Antibodies；Anti-ICS Ab(細胞間質抗體)更換試劑廠牌，說明如下

	原方法	新方法
廠牌	IMMCO Diagnostics	Euroimmun
原理	IFA	IFA
檢體需求	血清	血清、 血漿(EDTA、Heparin 或 Sodium Citrate)
檢體需求量	0.5mL	0.5mL
檢體保存	離心後血清 2-8°C 不超過一星期。	離心後 2-8°C 可保存 7 天， -15~-25°C 可保存 28 天
參考區間	<1:20X(-)	1:10X(-)
發報告日	每周四發報告	每周四發報告；截止收件為每週三，如需 Recheck 則延至下周四發報告。

備註：QP-1802 採檢手冊 2025 年_第 57、87 頁(查詢：<http://www.lez.com.tw/>)

受影響之報告與檢體：自 2025 年 09 月 20 日起操作之檢體。

特此告知造成不便敬請見諒！

承辦人員： 醫檢師 黎心喬 分機 1501
 生化組長 蔡承晏 分機 1431
 技術主管 賴孟君 分機 1404
 品質主管 余佩玲 分機 1402

立人醫事檢驗所 敬上

立人醫事檢驗所
JY01010089