

公告序號：2025-051

公告編碼：20250925-03

受 文 者：貴 單位主管鈞鑒

日 期：2025 年 09 月 25 日

公告事項：自 2025 年 10 月 27 日起：

1. 修改 Chlamydia trachomatis IgG、Chlamydia trachomatis IgA、HSV I-IgG、HSV II-IgG、Mumps-IgG 生物參考區間。
2. 修改 EBV-VCA-IgA、HSV-1/2 IgM、Mycoplasma pneumoniae IgM、Anti-PLA2R (IgG)生物參考區間。
3. 檢驗項目 Anti-ds DNA 變更量測區間，並修改報告時效說明。
4. 檢驗項目 Anti-Helicobacter pylori 變更檢體建議保存期限。

說 明：1. 生物參考區間將(+/-)修改為(equivocal)，並修改小數點位數，其說明如下：

項目	原生物參考區間/ 報告欄位	新生物參考區間/ 報告欄位
Chlamydia trachomatis IgG	<9 AU/mL(-) ; ≥9-<11 AU/mL(+/-) ; ≥11 AU/mL(+)	<9.0 AU/mL(-) ; ≥9.0-<11.0 AU/mL(equivocal) ; ≥11.0 AU/mL(+)
Chlamydia trachomatis IgA	<5(-) ; ≥5 - <6(+/-) ; ≥6(+)	<5.0(-) ; ≥5.0 - <6.0(equivocal) ; ≥6.0(+) index value
HSV I-IgG	<0.9(-) ; ≥0.9 - <1.1(+/-) ; ≥1.1(+)	<0.90 (-) ; ≥0.90 - <1.10 (equivocal) ; ≥1.10 (+) index value
HSV II-IgG	<0.9(-) ; ≥0.9 - <1.1(+/-) ; ≥1.1(+)	<0.90 (-) ; ≥0.90 - <1.10 (equivocal) ; ≥1.10 (+) index value
Mumps-IgG	<9.0(-) AU/mL ; ≥9.0 to <11.0(+/-) AU/mL ; ≥11.0(+) AU/mL	<9.0 AU/mL (-) ; 9.0 - <11.0 AU/mL (equivocal) ; ≥11.0 AU/mL (+)

2. 生物參考區間修改小數點位數，其說明如下：

項目	原生物參考區間	新生物參考區間
EBV-VCA-IgA	<0.8(-) ; ≥0.8-<1.1(+/-) ; ≥1.1(+)	<0.80(-) ; ≥0.80 - <1.10(+/-) ; ≥1.10(+)
HSV-1/2 IgM	<0.9(-) index , ≥0.9 to <1.1(equivocal)index , ≥1.1(+)index	<0.90 (-) ; ≥0.90 - <1.10 (equivocal) ; ≥1.10 (+) index value
Mycoplasma pneumoniae IgM	<10(-)index , ≥10(+)index	<10.0 (-) ; ≥10.0 (+) index value
Anti-PLA2R (IgG)	<14 RU/mL：陰性； ≥14-<20 RU/mL：疑似； ≥20 RU/mL：陽性	<14.00 RU/mL：陰性； ≥14.00-<20.00 RU/mL：疑似； ≥20.00 RU/mL：陽性

3. 試劑說明書的量測區間有變更，Anti-ds DNA 量測區間變更如下：

項目	原量測區間	新量測區間
Anti-ds DNA	0.5- $\geq$ 365.0 IU/mL	0.6- $\geq$ 365.0 IU/mL

Anti-ds DNA 報告時效說明變更如下：

項目	原報告時效說明	新報告時效說明
Anti-ds DNA	4 天；每週三、六操作， 當日發報告	原操作日不變(每週三、六操作， 當日發報告)，截件日調整 為週二、週五；Recheck 的檢體 於下一個工作天操作。

4. 試劑說明書的建議保存期限有變更，Anti-Helicobacter pylori 檢體於 2-8°C 建議保存期限變更如下：

項目	原 2-8°C 建議 保存期限	新 2-8°C 建議 保存期限
Anti-Helicobacter pylori	3 天	8 天

受影響之報告與檢體：自 2025 年 10 月 27 日起操作之檢體。

備註：QP-1802 採檢手冊 2025 年版第 62、63、80、130、214、215、276、278、458 頁(查詢：
<http://www.lez.com.tw/>)

特此告知造成不便敬請見諒！

承辦人員：

生化組長	蔡承晏	分機	1431
技術主管	賴孟君	分機	1404
品質主管	余佩玲	分機	1402
醫檢師	蘇秀娥	分機	1472

立人醫事檢驗所 敬上

立人醫事檢驗所
JY01010089