

公告序號：2026-031

公告編碼：20260331-01

受文者：貴單位主管鈞鑒

日期：2026年03月31日

公告事項：2026-021 公告三項目修正參考區間和小數點位數，與發報告日。

1. Anti-B2-Glycoprotein-I IgG
2. Anti-B2-Glycoprotein-I IgM
3. Anti-Cyclic Citrullinated Peptide Antibody (環狀瓜氨酸肽抗體)

2026-021 公告其它項目修正小數點位數，與發報告日。

1. Eosinophil Cationic Protein (嗜酸性球陽離子蛋白)
2. Mixed connective tissue disease (MCTD)
3. Anti-Cardiolipin Ab IgG
4. Anti-Cardiolipin Ab IgM
5. Anti-ENA test

說明：

1. 檢驗項目 Anti-B2-Glycoprotein-I IgG & IgM、Anti-Cyclic Citrullinated Peptide Antibody 修正參考區間和小數點位數，與發報告日。說明如下：

Anti-beta 2 glycoprotein-I IgG、Anti-beta 2 glycoprotein-I IgM 變更日期：2026/04/01		
	原公告	新公告
參考區間	IgG： Neg：<0.7；Equivocal：0.7-1.0；Pos：>1.0 EliA U/mL IgM： Neg：<0.7；Equivocal：0.7-1.0；Pos：>1.0 EliA U/mL	IgG： Neg：<7.0；Equivocal：7.0-10.0； Pos：>10.0 EliA U/mL IgM： Neg：<7.0；Equivocal：7.0-10.0； Pos：>10.0 EliA U/mL
發報告日	每天操作；當天發報告	4天；每日操作，3天內發報告。

Anti-cyclic citrullinated peptide antibody(抗環狀瓜氨酸化肽抗體) 變更日期：2026/05/01		
	原公告	新公告
參考區間	Neg：<0.7 EliA U/mL Equivocal：0.7-1.0 EliA U/mL Pos：>1.0 EliA U/mL	Neg：<7.0；Equivocal：7.0-10.0； Pos：>10.0 EliA U/mL

2. 檢驗項目 Eosinophil Cationic Protein (嗜酸性球陽離子蛋白)、Mixed connective tissue disease (MCTD)、Anti-Cardiolipin Ab IgG、Anti-Cardiolipin Ab IgM、Anti-ENA test 修正參考區間之小數點位數，與發報告日。說明如下：

Eosinophil Cationic Protein(嗜酸性球陽離子蛋白) 變更日期：2026/04/01		
	原公告	新公告
參考區間	≤13.3 µg/L	≤13.30 µg/L

Mixed connetive tissue disease (MCTD)；混合性結締組織疾病 變更日期：2026/04/01		
	原公告	新公告
參考區間	Neg：<0.7；Equivocal：0.7-1.0； Pos：>1.0 Ratio	Neg：<0.70；Equivocal：0.70-1.00； Pos：>1.00 Ratio
報告時效	4 天；每週一、三、五做，當日發報告	4 天；每日操作，3 天內發報告。

Anti-Cardiolipin IgG、Anti-Cardiolipin IgM 變更日期：2026/04/01		
	原公告	新公告
參考區間	IgG: Neg：<10；Equivocal：10-40； Pos：>40 GPL-U/mL IgM: Neg：<10；Equivocal：10-40； Pos：>40 MPL-U/mL	IgG: Neg：<10.0；Equivocal：10.0-40.0； Pos：>40.0 GPL-U/mL IgM: Neg：<10.0；Equivocal：10.0-40.0； Pos：>40.0 MPL-U/mL
發報告日	每天操作；當天發報告	4 天；每日操作，3 天內發報告。

Anti-ENA test(可抽出的核抗體定量試驗) 包含：Anti-Smith Ab、Anti-JO-1、RNP Ab、Scl-70 Ab、Anti-SSA(Ro)、Anti-SSB(La) 變更日期：2026/04/01		
項目	新(EliA Ro Well)	
	原公告	新公告
參考區間	Neg：<7；Equivocal：7-10； Pos：>10 EliA U/mL	Neg：<7.0；Equivocal：7.0-10.0； Pos：>10.0 EliA U/mL
發報告日	3 天；每周二、四、六操作，2 日內發報告	4 天；每日操作，3 天內發報告。

項目	新(EliA La Well)	
	原公告	新公告
參考區間	Neg：<7；Equivocal：7-10； Pos：>10 EliA U/mL	Neg：<7.0；Equivocal：7.0-10.0； Pos：>10.0 EliA U/mL
發報告日	3 天；每周二、四、六操作，2 日內發報告	4 天；每日操作，3 天內發報告。

項目	新(EliA SmD ^P -S Well)	
	原公告	新公告
參考區間	Neg : <7 ; Equivocal : 7-10 ; Pos : >10 EliA U/mL	Neg : <7.0 ; Equivocal : 7.0-10.0 ; Pos : >10.0 EliA U/mL
發報告日	3 天 ; 每周二、四、六操作 , 2 日內發報告	4 天 ; 每日操作 , 3 天內發報告。

項目	新(EliA U1RNP Well)	
	原公告	新公告
參考區間	Neg : <5 ; Equivocal : 5-10 ; Pos : >10 EliA U/mL	Neg : <5.0 ; Equivocal : 5.0-10.0 ; Pos : >10.0 EliA U/mL
發報告日	3 天 ; 每周二、四、六操作 , 2 日內發報告	4 天 ; 每日操作 , 3 天內發報告。

項目	新(EliA Scl-70 ^S Well)	
	原公告	新公告
參考區間	Neg : <7 ; Equivocal : 7-10 ; Pos : >10 EliA U/mL	Neg : <7.0 ; Equivocal : 7.0-10.0 ; Pos : >10.0 EliA U/mL
發報告日	3 天 ; 每周二、四、六操作 , 2 日內發報告	4 天 ; 每日操作 , 3 天內發報告。

項目	新(EliA Jo-1 Well)	
	原公告	新公告
參考區間	Neg : <7 ; Equivocal : 7-10 ; Pos : >10 EliA U/mL	Neg : <7.0 ; Equivocal : 7.0-10.0 ; Pos : >10.0 EliA U/mL
發報告日	3 天 ; 每周二、四、六操作 , 2 日內發報告	4 天 ; 每日操作 , 3 天內發報告。

備註：採檢手冊 2025 年_第 96、59、168、64、58、67 頁 (查詢：<http://www.lez.com.tw/>)

特此告知造成不便敬請見諒！

承辦人員：醫 檢 師 陳向筠 分機 1451
 醫 檢 師 林炫仰 分機 1418
 醫 檢 師 蘇秀娥 分機 1451
 生化組長 蔡承晏 分機 1432
 技術主管 張婉亘 分機 1102
 品質主管 余佩玲 分機 1503

立人醫事檢驗所 敬上

立人醫事檢驗所
 JY01010089