

公告編碼：20201211-02
受文者：貴單位主管鈞鑒
日期：2020年12月11日
公告事項：本檢驗所即日起新增 HbA1c Boronate affinity method 檢驗服務：
說明：該檢驗服務操作時機：

1. 異常的紅血球週期導致原方法檢驗結果 $<4\%$
2. 因變異血紅素(Hemoglobin variants)或其他干擾導致原方法檢驗圖形及結果異常

如遇上述狀況，會主動進行複驗確認，報告格式如下：

姓名:Test	立人醫事檢驗所	地址:台北市松山區敦化北路153之2號2樓
檢驗序號:000433	檢驗報告單	電話:02-25639353; 傳真:02-25310185
單位代號:AUTO	病歷號碼:	建檔日期:109/12/01, 12:56
出生日期:	檢驗編號:	年齡:0 性別: 報告日期:109/12/01, 13:21
身分證號:	郵遞區號:	電話/ 傳真:/
檢驗種類:一般檢驗	聯絡地址:	
檢驗種類:血液	送檢單位:OPD	
採檢日期:109/12/01	處室科別:	

ID	檢驗項目名稱	檢驗結果	判讀	報告說明
====血糖 - 檢體: 血液====				
1=	HbA1c 醃化血紅素	結果異常		4.0-6.0 %
2=	HbA1c_Boronate affinity 醃化血紅素	5.6		4.0-6.0 %

該檢驗服務，詳細資料如下：

項目名稱	HbA1c_Boronate affinity
檢驗原理	Boronate affinity method
使用機型	AKARY PocketChem A1c

承辦人員：

品管醫檢師 張王健稚 分機 1404
技術主管 許哲豪 分機 1403
品質主管 余佩玲 分機 1402
技術長 徐仁杰 分機 1401

特此告知 造成不便 敬請見諒！

立人醫事檢驗所 敬上

立人醫事檢驗所
JY01010089