



立 人 醫 事 檢 驗 所  
L e z e n R e f e r e n c e L a b

公告編號:20210505-01

受 文 者:貴單位主管鈞鑒

日 期:2021 年 05 月 05 日

公告事項:檢驗項目 Fibrinogen 因廠商升級試劑效能與降低抗凝血治療藥劑的干擾，故從 2021 年 6 月 1 日起原試劑 Fibrinogen-C 變更檢驗試劑為 Q.F.A Thrombin。

	原試劑	更換新試劑
項目名稱	Fibrinogen	Fibrinogen
方法	凝固法 (Clauss method)	凝固法 (Clauss method)
廠牌	HemosIL	HemosIL
檢體要求	Sodium Citrated-Plasma	Sodium Citrated-Plasma
檢體需求量	0.5 mL	0.5 mL
檢體保存條件	檢體採集後需立即離心，將 Plasma 分離出來盡快送檢，如非當天送檢操作，需置於-20°C 保存。	檢體採集後需立即離心，將 Plasma 分離出來盡快送檢，如非當天送檢操作，需置於-20°C 保存。
量測區間	35-1000 mg/dL	35 - 1000 mg/dL
報告單位	mg/dL	mg/dL
參考值	194-421 mg/dL	200 - 393 mg/dL
操作時間/發報告日	每天操作；當天發報告	每天操作；當天發報告
危險值	≤100 mg/dL	≤100 mg/dL

特此告知 造成不便 敬請見諒！

備註:QP-1802採檢手冊2018年九月版 P.185 (Fibrinogen)

承辦人員：

血液組長 張王健稚 分機 1404  
技術主管 許哲豪 分機 1403  
品質主管 余佩玲 分機 1402  
技術長 徐仁杰 分機 1401



立人醫事檢驗所 敬上