

公告編碼：202109023

受文者：貴單位主管鈞鑒

日期：2021年09月23日

公告事項：檢驗項目 Reverse T3，自2021年10月01日起更改參考值。

說明：自2021年10月01日起檢驗項目 Reverse T3 因改變方法學，應原廠試劑說明書變更參考值，修改如下：

	變更前	變更後
檢驗單位	瀚仕	自行操作
方法學	ELISA	RIA
檢體種類	血清	血清、血漿
檢體需求量	0.5 mL	0.5 mL
檢體保存條件	檢體收集後 24 小時內完成檢測，請將檢體儲存於 4°C。如需更久之儲存時間，則請儲存於 -20°C。	檢體收集後 24 小時內完成檢測，請將檢體儲存於 4°C。如需更久之儲存時間，則請儲存於 -20°C。
操作時間	每周三早上操作，當日發報告	每周三早上操作，當日發報告
參考值	11-30 ng/dL	17-44 ng/dL

\*受影響之檢體自09月29日(含)起操作之檢體

\*QP-1802 採檢手冊2021年第359頁 (<http://www.lez.com.tw/>)

承辦人員：

技術長 徐仁杰 分機 1401  
技術主管 許哲豪 分機 1403  
品質主管 余佩玲 分機 1402

特此告知 造成不便 敬請見諒！

立人醫事檢驗所 敬上

立人醫事檢驗所  
JY01010089