

立 人 醫 事 檢 驗 所 Lezen Reference Lab

公告編號:20220323-01 受 文 者:貴單位主管鈞鑒

日 期:2022年03月23日

公告事項:(緊急公告)自 2022 年 03 月 24 日起,因疫情緣故 5α -Dihydrotestosterone(5

 α -DHT)廠商緊急通知變更試劑效能。

說明:

	原試劑	新試劑
項目名稱	5α -Dihydrotestosterone	5α -Dihydrotestosterone
方法	ELISA	ELISA
廠牌	IBL	IBL
檢體要求	Serum	Serum
檢體需求量	0.5 mL	0.5 mL
病人準備	不需空腹	不需空腹
檢體保存條件	檢體採集後需冷藏 2-8℃,可保存	檢體採集後需冷藏 2-8℃,可保存
	24 小時,超過 24 小時需-10℃以下	24 小時,超過 24 小時需-10℃以下
	保存。	保存。
量測區間	7.23-2500	17-2500
報告單位	pg/mL	pg/mL
		男性(1-9 歲):<17-39
		男性(10-14 歲):<17-499
		男性(15-18 歲): 52-819
	女性(停經前):24-368	男性(18-84 歲): 123-1181
參考值	女性(停經後):10-181	女性(2-9 歲):<17-65
	男性:250-990	女性(10-14 歲):<17-206
		女性(15-18 歲):<17-777
		女性(18-49 歲):<17-399
		女性(50-87 歲):<17-241
操作時間/發報告日	每月操作兩次;當天發報告	每月操作兩次;當天發報告

備註: QP-1802 採檢手冊 2021 年_第 162 頁(查詢: http://www.lez.com.tw/)

受影響之報告為:自2022年03月09日起所有送至本單位操作之檢體!!

特此告知 造成不便 敬請見諒!

承辦人員 :

技術主管 許哲豪 分機 1403 品質主管 余佩玲 分機 1402 技術長 徐仁杰 分機 1401

立人醫事檢驗所 JY01010089

立人醫事檢驗所敬上