



立人醫事檢驗所
Lezen Reference Lab

公告編號：20220521-02

受文者：貴單位主管鈞鑒

日期：2022年05月21日

公告事項：自2022年06月01日起，Chromogranin A；CgA 變更檢驗試劑方法廠牌。

說明：

| | 原方法 | 新方法 |
|-----------|-------------------|--|
| 項目名稱 | CgA | CgA |
| 方法 | RIA | Automated Immunofluorescent Assay |
| 廠牌 | CIS | Kryptor, Brahms |
| 檢體要求 | 血清 | 血清(血漿不適用) |
| 檢體需求量 | 0.5mL | 0.5mL |
| 檢體保存條件 | 血清於 2°C-8°C 冷藏保存。 | 室溫可存放 24 小時或 -20°C 冷凍保存及運送。 接受氫離子幫浦抑制劑治療的病人會導致 CgA 的濃度上升，建議在測量 CgA 至少兩週前需停用氫離子幫浦抑制劑 |
| 參考值 | 19.4-98.1 ng/mL | <101.9 ng/mL |
| 操作時間/發報告日 | 隔週星期二 / 14 天 | 每天操作；當天發報告 |

*受影響之報告：自2022年06月01日(包含當日)起送至本所之檢體。

備註：QP-1802採檢手冊2021年_第126頁(查詢：<http://www.lez.com.tw/>)

特此告知造成不便敬請見諒！

承辦人員：技術主管 許哲豪 分機 1403
品質主管 余佩玲 分機 1402
技術長 徐仁杰 分機 1401

立人醫事檢驗所
JY01010089

立人醫事檢驗所 敬上