

公告編號：20220531-02

受文者：貴單位主管鈞鑒

日期：2022年05月31日

公告事項：自2022年07月01日起，檢體項目PSA free變更檢驗試劑廠牌。

說明：

方法	原方法	新方法
項目名稱	PSA free	PSA free
方法	RIA	RIA
廠牌	CIS	IMMUNOTECH
檢體要求	Serum 或 Plasma(EDTA、heparin)	Serum
檢體需求量	0.5mL	0.5mL
檢體保存條件	檢體離心後。在 2~8°C 可保存 24 小時。若沒有在 24 小時內測試，需儲存於冷凍<-20°C，並於-20°C 保存運送。	檢體離心後在 2-8°C 可保存 24 小時，若無法在 24 小時內測試，需儲存於冷凍<-18°C，並於 -18°C 保存運送。避免重複冷凍和解凍。
量測區間	0.02-20.00 ng/mL	0.01-30.00 ng/mL
報告單位	ng/mL	ng/mL
參考值	ng/mL Free PSA/PSA :<19 % more likely to be CA	ng/mL 游離/總PSA比值高於23%的患者，不存在前列腺癌的可能性增加。 介於 16.3%和 23%之間的結果被評估為疑似；低於 16.3%的結果表明前列腺癌存在的可能性增加。 (依試劑說明書)
操作時間/發報告日	每星期一、四操作；隔天發報告	每星期一、四操作；隔天發報告

備註：QP-1802 採檢手冊 2021 年\_第 193 頁(查詢：<http://www.lez.com.tw/>)

\*受影響之報告：自2022/07/01(包含當日)起送至本所之檢體。

特此告知造成不便敬請見諒！

承辦人員：核 醫 組長 陳少薇 分機 1411  
技 術 主管 許哲豪 分機 1403  
品 質 主管 余佩玲 分機 1402  
技 術 長 徐仁杰 分機 1401



立人醫事檢驗所敬上