



立 人 醫 事 檢 驗 所  
L e z e n R e f e r e n c e L a b

公告編號：2022070101

受 文 者：貴單位主管鈞鑒

日 期：2022 年 07 月 01 日

公告事項：

自 2022 年 07 月 04 日起，糞便潛血檢查一項變更檢驗操作儀器由 Eiken OC-SENSOR io 換為 Eiken OC-SENSOR PLEDIA。

說明：

	原儀器	新儀器
項目名稱	FOBT	<b>FOBT</b>
方法	乳膠凝集散色比濁法	<b>乳膠凝集散色比濁法</b>
廠牌	Eiken	<b>Eiken</b>
檢體要求	Stool	<b>Stool</b>
病人準備	無	<b>無</b>
檢體保存條件	2-8°C可保存 7 天	<b>2-8°C可保存 7 天</b>
量測區間	50-1000 ng/mL	<b>50-1000 ng/mL</b>
報告單位	ng/mL	<b>ng/mL</b>
參考值	<100 ng/mL	<b>&lt;100 ng/mL</b>
操作時間/發報告日	每天操作；當天發報告	<b>每天操作；當天發報告</b>

特此告知 造成不便 敬請見諒！

備註：QP-1802 採檢手冊 2021 年\_第 294 頁(查詢：<http://www.lez.com.tw/>)

承辦人員：

技術主管 許哲豪 分機 1403  
品質主管 余佩玲 分機 1402  
技術長 徐仁杰 分機 1401

立人醫事檢驗所  
JY01010089

立人醫事檢驗所 敬上