

公告編號:20220801-01

受文者:貴單位主管鈞鑒

日期:2022年08月01日

公告事項:(緊急公告)自2022年08月01日起,因疫情緣故5 α -Dihydrotestosterone(5 α -DHT)廠商緊急通知變更試劑效能。

說明:

	原試劑	新試劑
項目名稱	5 α -Dihydrotestosterone	5 α -Dihydrotestosterone
方法	ELISA	ELISA
廠牌	IBL	IBL
檢體要求	Serum	Serum
檢體需求量	0.5 mL	0.5 mL
病人準備	不需空腹	不需空腹
檢體保存條件	檢體採集後需冷藏 2-8°C, 可保存 24 小時, 超過 24 小時需-10°C 以下保存。	檢體採集後需冷藏 2-8°C, 可保存 24 小時, 超過 24 小時需-10°C 以下保存。
量測區間	17-2500	17.0-2500.0
報告單位	pg/mL	pg/mL
參考值	男性(1-9 歲): <17-39 男性(10-14 歲): <17-499 男性(15-18 歲): 52-819 男性(18-84 歲): 123-1181 女性(2-9 歲): <17-65.0 女性(10-14 歲): <17-206 女性(15-18 歲): <17-777 女性(18-49 歲): <17-399 女性(50-87 歲): <17-241	男性(1-9 歲): <17.0-85.7 男性(10-14 歲): <17.0-875.6 男性(15-18 歲): 70.3-1260.9 男性(20-89 歲): 143.0-842.0 女性(2-9 歲): <17.0-88.9 女性(10-14 歲): 22.5-280.6 女性(15-18 歲): 62.6-760.3 女性(18-50 歲): <17.0-596.0 女性(51-83 歲): <17.0-431.0
操作時間/發報告日	每月操作兩次; 當天發報告	每月操作兩次; 當天發報告

備註: QP-1802 採檢手冊 2021 年_第 162 頁(查詢: <http://www.lez.com.tw/>)

受影響之報告為: 自 2022 年 07 月 28 日起所有送至本單位操作之檢體!!

特此告知 造成不便 敬請見諒!

承辦人員:

技術主管 許哲豪 分機 1403
 品質主管 余佩玲 分機 1402
 技術長 徐仁杰 分機 1401

立人醫事檢驗所
JY01010089

立人醫事檢驗所 敬上