立 人 醫 事 檢 驗 所
Lezen Reference Lab

公告序號：2026-061
公告編碼：20260922-01
受 文 者：貴 單位主管鈞鑒
日　　期：2026 年 09 月 22 日
公告事項：檢驗項目 EBV EA IgG 與 EBV NA IgG 變更檢驗說明

說　　明：自 2026 年 09 月 29 日起，EBV EA IgG 與 EBV NA IgG 變更檢驗說明如下：

	變更前	**變更後**
英文名稱	EBV EA IgG	
中文名稱	EB 病毒早期抗原抗體 IgG	**EB 病毒早期抗原 IgG 抗體**
定價	800	
院內碼	EBEG	**EBEGA**
檢體採集	1. 離心後血清放置於室溫下不可超過 8 小時，若無法在 8 小時內完成分析應放 2-8 ℃，若無法於 48 小時內完成分析則放-20℃ 2. 避免使用溶血、脂血、黃疸的檢體	**1. 離心後應盡速冷藏，避免室溫保存。2-8˚C，可保存 7 天，超過 7 天放 -20˚C** **2.避免使用溶血、脂血、黃疸或含不明顆粒之檢體。請勿對檢體進行熱去活化。**
檢體種類	血清 Serum 0.5mL	
容器	2；3；4	
運送條件	冷藏<15℃	
臨床意義	EB 病毒會引起單核球增多症，Burkitt’ sEC lymphoma 鼻咽癌及 B-cell lymphoma。90-95%的感染性單核球增多症和 EBV 有關，大部份病人感染 EB 病毒後會產生 EBEA IgG 抗體，可持續數個月至數年。	**定量檢測人類血清中 EBV EA IgG，輔助 EBV 綜合徵之臨床診斷。EBV EA IgG 通常出現於 EBV 原發性急性感染期與病毒重活化期，陽性結果代表近期感染或病毒重活化。**
分析方法	SAT Method (液態晶片)；Luminex	**CLIA；Liaison XL**
報告說明	<100 AU / mL(-)；100-120 AU / mL(+/-)；>120 AU / mL(+)	**< 10.0 U/mL (-)；≥10.0–＜40.0 U/mL (+/-)；≥ 40.0 U/mL (+)**
報告時效	7 工作日；每週二早上做，當日發報告	**8 工作日；每週六早上做，當日發報告**
檢驗單位	立人醫事檢驗所(台北)	

**受影響之報告與檢體：自 2026 年 09 月 29 日起本所受理之檢體。

備註：採檢手冊 2025 年_第 161 頁 (查詢：http://www.lez.com.tw/)

	變更前	**變更後**
英文名稱	EBV NA IgG	
中文名稱	EB 病毒核抗原抗體 IgG	
健保編號	14047B	
健保點數	960	
定價	**1000**	
院內碼	EBNAB	**EBNGA**
檢體採集	1. 離心後血清放置於室溫下不可超過 8 小時，若無法在 8 小時內完成分析應放 2-8 ℃，若無法於 48 小時內完成分析則放-20℃ 2. 避免使用溶血、脂血、黃疸的檢體	**1. 離心後應盡速冷藏，避免室溫保存。2-8˚C，可保存 7 天，超過 7 天放-20˚C** **2.避免使用溶血、脂血、黃疸或含不明顆粒之檢體。請勿對檢體進行熱去活化。**
檢體種類	血清 Serum 0.5mL	
容器	2；3；4	
運送條件	冷藏<15℃	
臨床意義	在回復期才出現，終身存在。當 EB VCA IgM 陽性時，如果 EB NA-Ab 陰性，可以確定為急性感染。	**定量檢測人類血清中 EBV NA IgG，輔助 EBV 感染階段之評估。** **EBV NA IgG 通常於症狀出現數周或數月後（恢復期）才出現，並終身存在。陽性結果代表過去感染 (Past infection)。**
分析方法	SAT Method (液態晶片)；Luminex	**CLIA；Liaison XL**
報告說明	<100 AU/mL(-)；100-120 AU/mL(+/-)；>120 AU/mL(+)	**< 5.0 U/mL (-)；≥5.0 – <20.0 U/mL (+/-)；≥ 20.0 U/mL (+)**
報告時效	8 工作日；每週二早上做，當日發報告	**8 工作日；每週六早上做，當日發報告**
檢驗單位	立人醫事檢驗所(台北)	

**受影響之報告與檢體：自 2026 年 09 月 29 日起本所受理之檢體。

備註：採檢手冊 2025 年_第 164 頁 (查詢：http://www.lez.com.tw/)

特此告知 造成不便 敬請見諒！

承辦人員：醫 檢 師 莊汶瑄 分機 1471
技術主管 張婉亘 分機 1102
品質主管 余佩玲 分機 1503

立 人 醫 事 檢 驗 所 敬 上

立人醫事檢驗所
JY01010089